



# RANJANG PASIEN CHITOSE



## CHITOSE CB-0733T



### SPESIFIKASI

#### Sistem operasi

Adjustable Hi-Lo, back raise and foot raise automatic by motor

#### Aksesoris

Folding side rail (FSR-001)

#### Sistem penguncian

Total lock system

#### Berat (kg)

120-150 kg

#### Finishing frame

Powder coating

#### Material frame

Steel

#### Warna frame

Ivory




#### Dimensi

Bed (W 950, L 2190, H 716-1046)  
H/F Board (W 950)

**FITUR UTAMA**  
**CHITOSE CB-0733T**

**Sistem Pengoperasian**

Body support line terdiri dari tujuh panel besi yang tersambung kuat untuk mendukung dan memberi keseimbangan pada tubuh pengguna secara merata dan ergonomis.



**Sistem Penyangga**


Penyangga kepala atau kaki pada kasur mudah untuk dilepas dan dipasang kembali sesuai dengan kebutuhan pasien.

**Sistem Pengunci**

Sistem pengunci dapat dioperasikan secara instan dengan sekali tekanan ke bawah untuk mengunci semua kastor lantai dan tekanan ke atas untuk membuka.

**Sistem Remote**


Sistem remote memudahkan pasien untuk menaik-turunkan posisi tempat tidur sampai pasien berada pada posisi ternyamanya.




Crank Operational System



Multi purpose Tray





Removable Side Rail



Vinyl-covered Mattress

**CHITOSE CB-003**



**SPESIFIKASI**

**Sistem operasi**

Adjustable Hi-Lo by crank.

**Aksesoris**

Folding side rail, vinyl covered mattress (50 mm in thickness), cylinder oxygen case (max. 500 L), irrigator bar, multi-purpose tray.

**Sistem penguncian**

Double lock system

**Berat (kg)**


70 kg

**Dimensi**

750 x 1900 551.5 (Min.)



### CHITOSE **BABY COT**



#### SPESIFIKASI

Berat (kg)	30 kg
Finishing frame	Power coating
Warna frame	Pink dan ivory
Material frame	Steel




CB-004 Ex G  
Examination Gear Bed



CB-004 Ex G  
Examination Bed (Flat)

### CHITOSE **EXAMINATION BED**



#### SPESIFIKASI

Dimensi (WxDxH)	650 x 2000 x 700 mm
Material frame utama	Steel
Finishing frame	Powder coating
Warna frame	Ivory



**Surabaya**  
Gedung The Samator, Lt. 20  
Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28  
Telp: +62 319 900 4000 | Fax: +62 319 900 3848  
E-mail: [healthcare@samator.com](mailto:healthcare@samator.com)

**Jakarta**  
Gedung UGM Samator Pendidikan, Lt. 2  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Tebet, Manggarai, Jaksel  
Telp: +62 218 370 0285