


LAMPU OPERASI RÜŞTÜ ÜZÜMCÜ



TENTANG RÜŞTÜ ÜZÜMCÜ

Üzümcü merupakan perusahaan terkemuka dari Turki yang memiliki spesialisasi dalam bidang produksi peralatan medis, gas medis, dan juga keperluan lainnya. Üzümcü memiliki prinsip untuk menggunakan sumber daya secara efektif, dengan memiliki kesadaran kualitas lingkungan dan prinsip inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, Üzümcü sangat memperhatikan standar produksi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.


Saat ini, Üzümcü telah melakukan ekspor ke hingga 100 negara di dunia. Karena itu, Üzümcü sangat mementingkan mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar internasional. Sertifikasi yang diraih diantaranya ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 10002, dan ISO 45001.

TIPE LAMPU OPERASI

CL Series	CL-2D	CL-2MB
	CL-6D	CL-6MB
	CL-62D	CL-6CM
	CL-66D	CL-6M
	CL-620	CL-620CM
	CL-662D	CL-660CM
DL Series	DL-400L	
	DL-450L	
	DL-700L	

SERIES CL-2D

CL-2D Medical Lamp dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan pencahayaan yang diperlukan oleh ruang operasi. Dengan LED berkapasitas tinggi yang memastikan tenaga medis memiliki penglihatan yang optimal untuk melakukan prosedur operasi. Lampu LED dapat dipasang untuk segala jenis ruang operasi termasuk ruang operasi jenis hybrid.



Series ini didukung dengan display kontrol berupa LCD touch screen 4,3".








SPECIFICATION

Diameter of Lighthouse	: Ø440 mm
Illumination Power, in 1 m	: 120.000 Lux
Color Temperature	: 3500-5000 K
Color Rendering Index, Ra, CRI	: 96%
Dimming Range	: % 10 - 100
Adjustable Focus Diameter	: 120 - 170 mm
Camera	: No (optional)
Temperature Increase in Surgical Area	: < 0,5°C
Number of LED Modules	: 28
LED Lifetime	: 50.000 hours
IP	: IP 54

SERIES CL-6

Beberapa produk yang tergolong series CL-6 diantaranya adalah series CL 6D, CL-62D, CL-66D, CL-620 dan CL-662D.



SERIES CL-MB

Series CL-MB merupakan ceiling lamp yang dilengkapi dengan fitur standee yang memungkinkan lampu dapat bekerja secara individual dengan mobile atau dapat dipindahkan. Beberapa produk yang termasuk di lini series ini antara lain adalah CL-2MB, dan CL-6MB.



CL-2MB



CL-6MB

SERIES CL-6M


Series CL-6M terdiri dari beberapa seri ceiling lamp seperti CL-6CM, CL-6M, CL-620CM, dan CL-660CM. Selain lebih unggul dan memiliki jumlah LED yang lebih banyak, series ini juga dilengkapi dengan kamera dan monitor display yang lebih advanced.



CL-6CM



CL-6M



CL-620CM



CL-660CM



SPECIFICATION

Diameter of Lighthead	: Ø650 mm
Illumination Power, in 1 m	: 160.000 Lux
Color Temperature	: 3500-5000 K
Color Rendering Index, Ra, CRI	: 96%
Dimming Range	: % 10 – 100
Adjustable Focus Diameter	: 120 - 330 mm
Camera	: Yes
Temperature Increase in Surgical Area	: < 0,5°C
Number of LED Modules	: 68
LED Lifetime	: 50.000 hours
IP	: IP 54

DL SERIES

DL SERIES

Dengan teknologi LED terkemuka untuk memenuhi kebutuhan operasi dan pemeriksaan. LED dirancang untuk memantulkan cahaya dari bohlam LED ke reflektor. Teknologi kami tidak memerlukan maintenance yang rumit selama masa pakai bohlam masih ada. Produk kami dirancang khusus untuk dapat bekerja secara mobile dan rail.

Beberapa produk yang tergolong dalam series ini antara lain seperti DL-400L, DL-450L, dan DL-700L.



DL-400L



DL-450L



DL-700L



SPECIFICATION

Number of LED Modules	: 6
Diameter	: Ø100 mm
Illumination Power, in 0,4 m	: 30.000 Lux
Lighting Depth (Lught Beam)	: 100 cm
Lifetime of LED	: > 50.000 hours
Color Temperature	: 6500 K
Color Rendering Index, CRI Ra	: 95%
Dimming Range	: 1-100%
Main Voltage	: 220-230 VAC / 110 - 120 VAC 50-60 Hz
Operating Voltage	: 24 VDC
Lighting Head Movement	: 360°

Head Office

The Samator Office Tower 20th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28
Surabaya, Indonesia