

# SUCTION APPARATUS KONSUNG



## SUCTION APPARATUS TIPE PORTABLE 9A-26B / 26D

Suction Apparatus adalah mesin yang diproduksi oleh konsung untuk menghisap cairan berlebih yang dikeluarkan pasien ketika menjalani tindakan medis. Penggunaan mesin ini diperuntukkan untuk ruang operasi dan ICU. Penggunaan mesin ini sangat praktis karena memiliki pompa vakum independen sehingga dapat bekerja secara mandiri dan tidak membutuhkan gas sentral untuk beroperasi. Mesin ini mampu menghisap hingga 5 Liter cairan dengan daya hisap 30 liter per menit. Untuk menjamin mutu dan kualitas produk, Konsung telah tersertifikasi ISO 13485 dan CE.

### Fitur utama:

1. Piston pump bebas minyak.
2. Desain roda yang universal.
3. Bekerja secara senyap dengan performa stabil.
4. Dilengkapi dengan teknologi anti tumpah.
5. Pump rate yang besar.
6. Cocok untuk klinik maupun ruang operasi.
7. Dilengkapi dua botol kaca 2,5L yang dapat dicuci dan disterilisasi.

## SPESIFIKASI

Model	9A-26D/9A-26B
Input Voltage	AC220V± 22V
Input Frequency	50Hz± 1Hz
Average Power Consumption	120 VA
Max Negative Pressure Value	≥ 0.09MPa
Pumping Rate	30L/min
Continuous Working Time	≥ 30 min
Rest Time	≤ 30 min
Weight	11.9kg/16.6kg
Sound Level	≤ 70dB (A)
Dimensions	46.5*41.5*64.5cm/47.5*41.5*92.5cm
Jug Volume	2500 ml glass bottle, 2 pcs
Package	1pc/carton

## AKSESORIS



Pedal Switch



Fuse



Suction Tube



Liquid Storage Bottle