


LAMPU OPERASI KANGERJIAN



▼ KDLED5/3 (improved type)



Semua seri KDLED Improved Type dilengkapi dengan fitur temperatur cahaya yang natural.

▲ KDLED3 (improved type)

KDLED5 (improved type) ►



SPESIFIKASI

KDLED5 dan KDLED3 (Improved Type)

Model	LED5	LED3
Illuminance (Lux)	40.000-140.000 Lux	30.000-120.000 Lux
Lamp bulb quantity	61	39
Bulb type	German OSRAM LED bulb	German OSRAM LED bulb
Bulb life (h)	≥80 , 000h	≥80 , 000h
Color temp (K)	3700K ~ 5000K	3700K ~ 5000K
Color rendering index(Ra)	85 ~ 98	85 ~ 98
Light beam depth	50-180cm	50-180cm
Diameter of spot (mm)	160-280mm	160-280mm
Light adjust range	1%-100%	1%-100%
Consumed power	65	40
Temp rise (doctor head)	< 1°C	< 1°C
Input power	AC100-240V 50/60HZ	AC100-240V 50/60HZ
Best install height(m)	2.7-3.1m	2.7-3.1m

KDLED700 dan KDLED500

Model	LED700	LED500
Illuminance (Lux)	40.000-140.000 Lux	30.000-120.000 Lux
Lamp bulb quantity	80	48
Bulb type	German OSRAM LED bulb	German OSRAM LED bulb
Bulb life (h)	≥80 , 000h	≥80 , 000h
Color temp (K)	3700K ~ 5000K	3700K ~ 5000K
Color rendering index(Ra)	85 ~ 98	85 ~ 98
Light beam depth	50-180cm	50-180cm
Diameter of spot (mm)	160-280mm	160-280mm
Light adjust range	1%-100%	1%-100%
Consumed power	80	48
Temp rise (doctor head)	< 1°C	< 1°C
Input power	AC100-240V 50/60HZ	AC100-240V 50/60HZ
Best install height(m)	2.7-3.1m	2.7-3.1m



▲ KDLED 700/500



▲ KDLED 700



▲ KDLED 500



KYLED5 (Improved Type)

SPESIFIKASI

Head lamp diameter	500 mm diameter
Illumination (Lux)	40.000-140.000 Lux
Lamp bulb quantity	61
Bulb type	German OSRAM LED bulb
Bulb average life	≥ 80.000 h
Color temp (K)	3700K ~ 5000K
Color rendering index (Ra)	85 ~ 98
Illumination depth (cm)	50-180 cm
Facular diameter (mm)	160-280 mm
Dimming control	1%-100%
Bulb power	65
Temp rise (doctor's head)	<1°C
Input voltage	AC 100-240 V / 110 V, 50/60 HZ
Best install height (m)	2.7-3.1m

▼ KDLED700 DX



Jenis desain lampu bedah LED tipe kupu-kupu berguna untuk mengeluarkan radiasi tambahan sumber multi-cahaya, memastikan efek tanpa bayangan terbaik. Sumber cahaya LED dengan *color tone* yang dingin, suhu warna konstan, suhu warna tidak menipis, lembut dan tidak menyilaukan, sangat mirip dengan cahaya matahari. Jenis lampu ini memiliki 4 mode pencahayaan.



Normal Mode




Bright Mode




Endo Mode




Deep Cavity Mode



▼ Double Head Type KDLED700 DX



Fitur Unggulan



Bentuk yang sangat tipis dengan pencahayaan yang maksimal



Pengoperasian yang sederhana, *user-friendly* dan multifungsi



Desain yang menawan dan modern



Memiliki *luminescent chip* dengan daya konsumsi yang rendah



Full-size lens dan transmisi cahaya yang tinggi



Memiliki fitur *illuminance automatic* untuk memastikan pencahayaan maksimal pada saat operasi

▼ KDLED700 DX

Detail Parameter

Illuminance (Lux)	40.000 - 190.000
Lamp Bulb Quality	73 pcs
Brand of Bulb	OSRAM
Bulb Life	> 50.000 hours
Color Temp (K)	3500 - 5500
Adjust Focus	Electric
Illuminance Automaticfunction	Yes
Color Rendering Index (Ra)	>98
Lightbeam Depth	160 cm / 63 inch
Diameter of Spot	20 - 30 cm
Light Adjust Range	10% - 100%
Temp Rise (operator head)	<1°C
Input Power	AC100 - 24V, 50/60Hz
Best Install Height	2.7 - 3.1 m

Packing List (KDLED 700/700DX)

No	Item	Quantity
1	LED 700 Head	1 Unit
2	LED 700 Head	1 Unit
3	Rotating Arm & Fixing Base	1 Set
4	Balance Arm	2 Sets
5	Switching Power Supply	2 Units
6	Sterilizer Handle	4 Pieces
7	Allen Wrench	1 Set
8	Mounting Fixing Bolt	1 Set
9	Shroud Base	1 Set
10	Large Shield	1 Set
11	Manual Book	1 Set