

# MEJA OPERASI RÜŞTÜ ÜZÜMCÜ



## TENTANG RÜŞTÜ ÜZÜMCÜ

Üzümcü merupakan perusahaan terkemuka dari Turki yang memiliki spesialisasi dalam bidang produksi peralatan medis, gas medis, dan juga keperluan lainnya. Üzümcü memiliki prinsip untuk menggunakan sumber daya secara efektif, dengan memiliki kesadaran kualitas lingkungan dan prinsip inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, Üzümcü sangat memperhatikan standar produksi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

Saat ini, Üzümcü telah melakukan ekspor ke hingga 100 negara di dunia. Karena itu, Üzümcü sangat mementingkan mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar internasional. Sertifikasi yang diraih diantaranya ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 10002, dan ISO 45001.

## TIPE MEJA OPERASI

### **GYNECOLOGICAL TABLE**

- GT-5F

### **IMAGING TABLE**

- C-IMAGE 01
- C-IMAGE 02

### **OPERATING TABLE**

- OPM-200M
- OPM-600L
- OPM-600N
- OPT-200P
- OPT-200V

### **MEDICAL TROLLEY**

- Mayo Table Hydraulic 24001
- Mayo Table Mechanical 24060

## GYNECOLOGICAL TABLE



### GT-5F

Lebar x panjang	: 640 x 2240 mm
Tinggi (minimum)	: 800 mm
Tinggi (maksimum)	: 1200 mm
X Axis Movement	: 800 mm
Y Axis Movement	: 218 mm



Aksesori tambahan



Meja Ekstensi



Tempat Pembuangan

## IMAGING TABLE



### C-IMAGE 01

- Floating tabletop dengan carbon fiber pada area pencitraan dan dengan X-ray permeability yang tinggi pada  $\leq 0,43$  mmAL.
- Unit kontrol dengan tangan memungkinkan pengaturan ketinggian dan pergerakan dua arah sepanjang X dan Y axis.

#### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang	: 640 x 2240 mm
Tinggi (minimum)	: 800 mm
Tinggi (maksimum)	: 1200 mm
X Axis Movement	: 800 mm
Y Axis Movement	: 218 mm



### C-IMAGE 02

- Dengan cushion yang elastis.
- Sistem roda dengan pergerakan yang beragam.
- Sistem yang motor-operated untuk pergerakan naik/turun, lateral tilt, dan Trendelenburg.
- Dilengkapi meja floating carbon fiber.
- Kemudahan untuk mendapatkan pencitraan yang maksimal.
- Dengan platform carbon fiber upper.

#### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang	: 780 x 2240 mm
Tinggi (minimum)	: 710 mm
Tinggi (maksimum)	: 1110 mm





### OPM-200M

- Rails dengan bahan stainless steel untuk penempatan aksesoris.
- Desain yang tahan banting dan modular.
- Pengaturan ketinggian teleskopik.
- Matras polyurethane yang didesain khusus.

#### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang : 615 x 2130 mm  
 Tinggi (minimum) : 740 mm  
 Tinggi (maksimum) : 990 mm



### OPM-600L

#### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang : 785 x 2140 mm  
 Tinggi (minimum) : 820 mm  
 Tinggi (maksimum) : 1220 mm



### OPM-600N

#### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang : 615 x 2130 mm  
 Tinggi (minimum) : 800 mm  
 Tinggi (maksimum) : 1200 mm



### OPM-200P

#### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang : 615 x 2130 mm  
 Tinggi (minimum) : 800 mm  
 Tinggi (maksimum) : 1200 mm





## OPM-200V

### DIMENSI & UKURAN

Lebar x panjang : 615 x 2130 mm  
 Tinggi (minimum) : 830 mm  
 Tinggi (maksimum) : 1230 mm



## MEDICAL TROLLEY



## MAYO TABLE HYDRAULIC 24001

- Didesain dengan mempertimbangkan area penggunaan dan permintaan user, dibuat dari stainless steel kualitas 304.
- Didesain agar kompatibel dengan aturan hygiene internasional, dengan corner concave yang melengkung, mudah dibersihkan, dan anti-bakterial.
- Tray atas yang bisa diputar, terpisah dari bagian kaki.
- Didesain dengan tiga kastor, dua diantaranya memiliki rem dan sisanya merupakan antistatic. Tinggi yang dapat diatur antara 920-1310 mm,
- dikontrol dengan switch hidrolik kaki.



## MAYO TABLE MECHANICAL 24060

- Dengan kualitas stainless steel 304 didesain dengan mempertimbangkan area penggunaan dan permintaan user
- Didesain agar kompatibel dengan aturan hygiene internasional, dengan corner concave yang melengkung, mudah dibersihkan, dan anti-bakterial
- Tray atas yang bisa diputar, terpisah dari bagian kaki
- Didesain dengan tiga kastor, dua diantaranya memiliki rem dan sisanya merupakan antistatic. Ketinggian yang mudah diatur menggunakan
- lengan di bawah meja.