

DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM WANDONG ORIENTAL 1000FC



- ✓ CROSS RAIL CEILING SUSPENSION
- ✓ 10-AXIS COORDINATED MOVING
- ✓ TABLE ELEVATION
- ✓ 4-WAY FLOATING



Fitur Utama

NAVIGASI CERDAS DENGAN PERGERAKAN 6-ARAH YANG TERSINKRONISASI

Wandong Oriental 1000FC dilengkapi dengan fitur pergerakan multi-dimensi yang tersinkronisasi. Sistem kontrolnya yang cerdas memungkinkan perpindahan yang cepat, efisien, dan akurat ke posisi yang telah diprogram, cukup dioperasikan hanya dengan satu sentuhan saja.



Chest Bucky Tracking



SID Hold




Table Bucky Tracking

Fitur Utama

TABLE-SIDE INTERFACE YANG INTUITIF

1. Patient info.
2. APR.
3. Exposure data.
4. Illustrative positioning.
5. Last image preview.
6. Image review.
7. Safety warning.
8. Portrait/landscape adaptive display.



Fitur Utama

TEKNOLOGI TERKINI DARI 100µM FPD



1. 2.4G/5G Dual-band WiFi.
2. Fast imaging 3 detik.
3. Zona aktif 43x43 cm.
4. DQE 73% dosis rendah.
5. 100µm pixel ditch.
6. 4K x 4K acquisition matrix.
7. Praktik medis yang lebih baik.

Fitur Utama

DUAL WIRELESS DETECTORS



Opsional

STITCHING FULL OTOMATIS

