


# DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM WANDONG ORIENTAL 1000ND



- ✓ 50kW/80kW high performance generator.
- ✓ Wireless FDP 17x17 inci.
- ✓ LCD touch screen 10.1 inci.
- ✓ Motorized moving control.
- ✓ Intelligent imaging platform (InvaRay) yang kompatibel dengan seluruh perangkat Wandong digital imaging.
- ✓ DICOM 3.0 fully compliant.




## Intelligent table-side control.

Dilengkapi dengan fitur touch screen control, pengaturan exposure parameter, pengarahan posisi pasien, pengaturan APR, last image review, dan mechanical position display.



## Floor mounted tube stand dengan fixed bucky table dan chest bucky.

- ✓ Tube stand dan vertical bucky yang digerakkan dengan motor.
- ✓ Auto-tracking antara x-ray tube dan chest bucky di posisi vertikal.
- ✓ Pengaturan ruang RAD yang familiar dengan segala kebutuhan klinis.
- ✓ Nyaman untuk digunakan pada pasien berkursi roda, stretcher, atau untuk kaki di atas lantai.



## Hasil foto yang jernih dan detail.

